


For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from support.hubbleconnected.com).

1. Setting up your Smart Bluetooth Baby Scale

A. Install battery

The battery operates with 4 AAA alkaline batteries type LR03 (1.5V).


- Turn the weighing scale bottom up to locate the battery compartment, open the battery door to install the batteries provided as shown in figure.
- Install four (4) new "AAA" batteries (LR03) into the battery compartment according to the polarity markings inside.
- Replace the battery cover.
- Press the Power ON/OFF button to turn on the weighing scale.



Note:

- Batteries are to be installed with the correct polarity.
- Do not mix batteries of different types or mix old and new batteries, replace all 4 batteries when empty with new batteries.
- If the scale is to be stored unused for a long period of time, the batteries should be removed.
- The battery contacts are not to be short-circuited.

B. Set up HubbleClub by Hubble Connect App to track your baby's growth




- Scan the QR code with your smart device and download HubbleClub by Hubble Connected App from the App Store for iOS devices or from the Google Play™ Store for Android™ devices.
- Install HubbleClub by Hubble Connected App on your device.

- Open the HubbleClub by Hubble Connected App on your compatible smartphone or tablet.
- Turn on Bluetooth on your compatible smartphone or tablet.
- Follow the in-app instructions to create your Hubble account and connect to your device.

Note:

Please take note of the following minimum system requirements: Smartphones/Tablets: iOS 10.0, Android™ 7.0, Bluetooth 4.2.

2. Overview of the control panel



1. LCD Display

- Bluetooth Signal
- Memory symbol
- Flashes when the memory is full.
- Weight Change indicator
- The symbol appears together with the Memory symbol to show weight value change with Up arrow (weight gain) or Down arrow (weight loss) indications.

2. Power ON/OFF button

- Select the unit of measurement: kilograms (kg) or pounds (lb).

3. Using the baby scale

3.1 Turn On/Off the baby scale

Press the Power ON/OFF button to turn On/Off the weighing scale.

3.2 Select Weighing Unit

Press the UNIT button on the control panel to select unit of measurement, kilograms (kg) or pounds (lb).

3.3 Tare Weight

The function is to reset the scale's display to zero. When you measure your baby together with the soft pad, you don't want to include the soft pad weight in the reading.

- To tare the soft pad, place it on scale, wait for a stable reading.
- Press the TARE button to reset the display to zero, the digit "0" is displayed.


3.4 Baby Weighing

- Press Power ON/OFF button to turn on the baby scale, when the digits "0" are displayed, the scale is ready for weighing.
- Place your baby on the weighing scale until the weight reading steadily appears on the display.
- Press the HOLD button to lock and store the data. The data is transmitted to HubbleClub app when smart device and scale are in sync.


3.5 Weight Tracker

The scale tracks the weight change between current and last measurements.


The display shows the current weight and the weight difference (between the current weight and the last weight) alternately. Each weight displays for 2s. The scale will turn off automatically after 8s. (Note: In the first use after installing the batteries, the display will only show the current weight, then turn off automatically after 8s.)



- The symbol ↓ indicates it is weight lose against last reading.



- The symbol ↑ indicates it is weight gain against last reading.



- No weight change was detected (Fig.3).

Note:

In the first use after installing the batteries, the display will only show the current weight. The weight data will not be kept whenever the batteries are replaced.

Modèle:
Hubble Grow


Veillez-vous référer au Guide de l'utilisateur pour obtenir une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions (disponible pour téléchargement sur support.hubbleconnected.com).

1. Configuration de votre pèse-bébé intelligent Bluetooth

A. Installation des piles

Le pèse-bébé fonctionne avec 4 piles alcalines AAA de type LR03 (1,5V).

- Tournez le pèse-bébé bas vers l'avant pour localiser le compartiment des piles. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles pour installer les piles fournies comme indiqué sur la figure.
- Installez quatre (4) nouvelles piles « AAA » (LR03) dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée à l'intérieur.
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles après avoir inséré les piles.
- Appuyez sur le bouton de mise sous tension ON/OFF pour allumer le pèse-bébé.



Remarque:

- Les piles doivent être installées en respectant les polarités.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées ou des piles de types différents. Lorsqu'elles sont épuisées, remplacez les par 4 piles neuves.
- Retirez les piles du pèse-bébé si vous ne devez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Les contacts des piles ne doivent pas être court-circuités.

B. Configurer l'application HubbleClub by Hubble Connect pour suivre la croissance de votre bébé




- Scannez le code QR avec votre appareil intelligent et téléchargez l'application HubbleClub by Hubble Connected de la boutique App Store pour les appareils iOS ou de la boutique Google Play™ pour les appareils Android™
- Installez l'application HubbleClub by Hubble Connected sur votre appareil.

- Ouvrez l'application HubbleClub by Hubble Connected sur votre Smartphone ou votre tablette compatible.
- Activez le Bluetooth de votre téléphone intelligent ou tablette compatible.
- Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte Hubble et connecter votre appareil.

Remarque:

Veillez noter les configurations système minimales suivantes : Téléphones intelligents/ Tablettes : iOS 10.0, Android™ 7.0, Bluetooth 4.2.

2. Aperçu du panneau de contrôle



1. Écran LCD

- Signal Bluetooth
- Le symbole mémoire
- Clignote lorsque la mémoire est pleine.
- Indicateur de modification du poids
- Le symbole apparaît en même temps que le symbole de la mémoire pour indiquer le changement de la valeur du poids avec les indications de la flèche vers le haut (gain de poids) ou de la flèche vers le bas (perte de poids).

2. Bouton marche/arrêt

- Sélectionnez l'unité de mesure : kilogrammes (kg) ou livres (lb).

3. Utilisation du pèse-bébé

3.1 Allumer/éteindre le pèse-bébé

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre le pèse-bébé.

3.2 Sélectionner l'unité de pesage

Appuyez sur le bouton UNIT situé sur le panneau de contrôle pour sélectionner l'unité de mesure, kilogrammes (kg) ou livres (lb).

3.3 Tare

La fonction est de remettre l'affichage de la balance à zéro. Lorsque vous mesurez votre bébé avec le coussin souple, vous ne voulez pas inclure le poids du coussin souple dans la lecture.

- Pour tarer le coussin souple, placez-le sur la balance et attendez que la lecture soit stable.
- Appuyez sur le bouton TARE pour remettre l'affichage à zéro et afficher le chiffre « 0 ».

3.4 Pesage du bébé

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le pèse-bébé, lorsque les chiffres « 0 » s'affichent, l'appareil est prêt pour la pesée.
- Placez votre bébé sur le pèse-bébé jusqu'à ce que la lecture du poids apparaisse de façon constante sur l'écran.
- Appuyez sur le bouton HOLD pour verrouiller et enregistrer les données. Les données sont transmises à l'application HubbleClub lorsque l'appareil intelligent et la balance sont synchronisés.

3.5 Suivi du poids

La balance suit le changement de poids entre la mesure actuelle et la dernière mesure.

L'écran affiche alternativement le poids actuel et la différence de poids (entre le poids actuel et le dernier poids). Chaque poids s'affiche pendant 2 secondes. La balance s'éteint automatiquement après 8 secondes. (Remarque : Lors de la première utilisation suivant l'installation des piles, l'écran n'affichera que le poids actuel, puis s'éteindra automatiquement après 8s).



- Le symbole ↓ indique qu'il s'agit d'une perte de poids par rapport à la dernière lecture.



- Le symbole ↑ indique qu'il s'agit d'un gain de poids par rapport à la dernière lecture.



- Aucun changement de poids n'a été détecté (Fig.3).

Remarque:

Lors de la première utilisation suivant l'installation des piles, l'écran n'affichera que le poids actuel. Les données de poids ne sont pas conservées lorsque les piles sont remplacées.

Modelo:
Hubble Grow


Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía del usuario (disponible para descargar en support.hubbleconnected.com).

1. Configuración de su báscula inteligente para bebés con Bluetooth.

A. Instale la batería.

La batería funciona con 4 pilas alcalinas AAA tipo LR03 (1,5 V).


- Gire la báscula de abajo hacia arriba para ubicar el compartimento de la batería, abra la puerta de la batería para instalar las baterías proporcionadas como se muestra en la figura.
- Instale cuatro (4) baterías nuevas "AAA" (LR03) en el compartimento de las baterías de acuerdo con las marcas de polaridad en el interior.
- Vuelva a colocar la tapa de la batería después de insertar las baterías.
- Presione el botón de encendido / apagado para encender la báscula.



Nota:

- Las baterías deben instalarse con la polaridad correcta.
- No mezcle baterías de diferentes tipos ni mezcle baterías viejas y nuevas, reemplace las 4 baterías cuando estén vacías con baterías nuevas.
- Si la báscula se va a almacenar sin usar durante un largo período de tiempo, se deben quitar las baterías.
- Los contactos de la batería no deben cortocircuitarse.

B. Configure la aplicación HubbleClub by Hubble Connect para realizar un seguimiento del crecimiento de su bebé.




- Escanee el código QR con su dispositivo inteligente y descargue la aplicación HubbleClub by Hubble Connected desde la App Store para dispositivos iOS o desde Google Play™ Store para dispositivos Android™.
- Instale la aplicación HubbleClub by Hubble Connected en su dispositivo.

- Abra la aplicación HubbleClub by Hubble Connected en su teléfono inteligente o tableta compatible.
- Encienda el Bluetooth de su teléfono inteligente o tableta compatible.
- Siga las instrucciones de la aplicación para crear su cuenta Hubble y conectarse a su dispositivo.

Nota:

Tenga en cuenta los siguientes requisitos mínimos del sistema: Teléfonos inteligentes / Tabletas: iOS 10.0, Android™ 7.0, Bluetooth 4.2.

2. Descripción general del panel de control.



1. Pantalla LCD

- Señal de Bluetooth
- Símbolo de Memoria
- Parpadea cuando la memoria está llena.
- Indicador de cambio de peso
- El símbolo aparece junto con el símbolo de memoria para mostrar el cambio del valor de peso con las indicaciones de flecha hacia arriba (aumento de peso) o flecha hacia abajo (pérdida de peso).

2. Botón de encendido/apagado

- Seleccione la unidad de medida: kilogramos (kg) o libras (lb).

3. Usando la báscula para bebés.

3.1 Encienda/apague la báscula para bebés.

Presione el botón encendido/apagado para encender/apagar la báscula.

3.2 Seleccione unidad de medida.

Presione el botón UNIDAD en el panel de control para selección una unidad de medida, kilogramos (kg) o libras (lb).

3.3 Restablecer peso.

La función es restablecer la pantalla de la báscula a cero. Cuando mida a su bebé junto con la almohadilla blanda, no querrá incluir el peso de la almohadilla blanda en la lectura.

- Para tarar la almohadilla blanda, colóquela en la báscula, espere una lectura estable.
- Presione el botón de RETENCIÓN para restablecer la pantalla a cero, se muestra el dígito "0".

3.4 Pesaje del bebé.

- Presione el botón de encendido/apagado para encender la báscula para bebés, cuando se muestren los dígitos "0", la máquina está lista para pesar.
- Coloque a su bebé en la balanza hasta que la lectura del peso aparezca de manera constante en la pantalla.
- Presione el botón RETENCIÓN para bloquear y almacenar los datos. Los datos se transmiten a la aplicación HubbleClub cuando el dispositivo inteligente y la báscula están sincronizados.

3.5 Historial de peso.

La báscula rastrea el cambio de peso entre las mediciones actuales y las últimas.

La pantalla muestra el peso actual y la diferencia de peso (entre el peso actual y el último peso) alternativamente. Cada peso se muestra durante 2 segundos. La báscula se apagará automáticamente después de 8 segundos. (Nota: en el primer uso después de instalar las baterías, la pantalla solo mostrará el peso actual, luego se apagará automáticamente después de 8 segundos.)



- El símbolo ↓ indica que es pérdida de peso con respecto a la última lectura.



- El símbolo ↑ indica que es un aumento de peso en comparación con la última lectura.



- No se detectó ningún cambio de peso (Fig.3).

Nota:

En el primer uso después de instalar las baterías, la pantalla solo mostrará el peso actual. Los datos de peso no se guardarán siempre que se reemplacen las pilas.

